

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.08.2026 10:15:53
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электрохимические методы в фармации

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

по специальности 33.05.01 Фармация
направленность (профиль): Фармация

Квалификация выпускника
Провизор

Форма обучения
очная

Разработчики: кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Калинкина Оксана Владимировна		Старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии
Черных Иван Владимирович	д.б.н., доцент	Заведующий кафедрой

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Николашкин Александр Николаевич	к.ф.н., доцент	Заведующий кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Сычев Игорь Анатольевич	д.б.н., доцент	Заведующий кафедрой общей химии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальностям Фармация и Промышленная
фармация
(протокол от 16.04.2026 N 5)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля). «Электрохимические методы в фармации».

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	20	26
ОПК-1: способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	20	26
ПК-14: Способен принимать участие в научно-исследовательской деятельности на основе полученных фундаментальных знаний	20	26
Итого	20	26

2 Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля)
«Электрохимические методы в фармации»

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией																			
УК-1, ОПК-1, ПК-14		Задания закрытого типа																			
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Даны следующие ионы: А) H^+, Б) Na^+, В) Li^+, Г) Ca^{2+}. Расположите данные ионы в порядке увеличения их подвижности в водной среде Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: 																			
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Даны следующие ионы: А) Na^+, Б) K^+, В) Li^+, Г) H^+. Расположите данные ионы в порядке уменьшения их подвижности в водной среде Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: 																			
	3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между величиной и единицей измерения (СИ) К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Величина</td><td></td><td>Единица измерения</td></tr><tr><td>А</td><td>Сопротивление</td><td>1</td><td>m^{-1}</td></tr><tr><td>Б</td><td>Электропроводность</td><td>2</td><td>Ом</td></tr><tr><td>В</td><td>Электродный потенциал</td><td>3</td><td>См</td></tr><tr><td>Г</td><td>Константа кондуктометрической ячейки</td><td>4</td><td>В</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г		Величина		Единица измерения	А	Сопротивление	1	m^{-1}	Б	Электропроводность	2	Ом	В	Электродный потенциал	3	См	Г	Константа кондуктометрической ячейки	4
	Величина		Единица измерения																		
А	Сопротивление	1	m^{-1}																		
Б	Электропроводность	2	Ом																		
В	Электродный потенциал	3	См																		
Г	Константа кондуктометрической ячейки	4	В																		

4.	Прочитайте текст и установите соответствие.				
	Текст задания: Установите соответствие между взаимодействующими веществами и видом кондуктометрической кривой титрования. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Взаимодействующие вещества		Вид кондуктометрической кривой	
	А	Сильное основание + сильная кислота	1		
	Б	Сильное основание + слабая кислота	2		
В	Смесь сильной и слабой кислот + сильное основание	3			
Г	Слабая кислота + сильное основание	4			
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
	А	Б	В	Г	
5.	Прочитайте текст и установите соответствие.				
Текст задания: Установите соответствие между закономерностью и математической формулой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					

	Закономерность		Математическая формула
А	Закон Кольрауша	1	$K=l/S$
Б	Константа кондуктометрической ячейки	2	$E = \varphi^+ - \varphi^-$
В	ЭДС гальванического элемента	3	$\lambda_{\infty} = \lambda_{\infty}^+ + \lambda_{\infty}^-$
Г	Электродный потенциал	4	$\varphi = \varphi^0 + RT/zF \ln C_{Me}$
		5	$K = 0,69/t_{1/2}$

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

6.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: Даны величины электродных потенциалов:

А) $E^0_{PbO_2/Pb^{2+}} = 1,46 \text{ В}$; Б) $E^0_{Br_2/2Br^-} = 1,09 \text{ В}$; В) $E^0_{I_2/2I^-} = 0,52 \text{ В}$;

Г) $E^0_{Cr_2O_7^{2-}/2Cr^{3+}} = 1,33 \text{ В}$.

Расположите химические соединения в порядке убывания их окислительной способности.

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:

--	--	--	--

7.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: Даны величины электродных потенциалов:

А) $E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76 \text{ В}$; Б) $E^0_{Al^{3+}/Al} = -1,66 \text{ В}$; В) $E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34 \text{ В}$;

Г) $E^0_{Cl_2/2Cl^-} = +1,36 \text{ В}$.

Расположите химические соединения в порядке увеличения их восстановительной способности. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:

--	--	--	--

8.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: Установите соответствие между раствором и величиной потенциала водородного электрода в нем. К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	<table><tr><td></td><td>Раствор</td><td></td><td>Потенциал водородного электрода, В</td></tr><tr><td>А</td><td>0,1 М раствор HCl</td><td>1</td><td>-0,118</td></tr><tr><td>Б</td><td>0,005 М раствор H₂SO₄</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>В</td><td>0,1 М раствор NaOH</td><td>3</td><td>-0,059</td></tr><tr><td>Г</td><td>1 М раствор HCl</td><td>4</td><td>-1,45</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>-0,767</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Раствор		Потенциал водородного электрода, В	А	0,1 М раствор HCl	1	-0,118	Б	0,005 М раствор H ₂ SO ₄	2	0	В	0,1 М раствор NaOH	3	-0,059	Г	1 М раствор HCl	4	-1,45			5	-0,767	А	Б	В	Г				
	Раствор		Потенциал водородного электрода, В																														
А	0,1 М раствор HCl	1	-0,118																														
Б	0,005 М раствор H ₂ SO ₄	2	0																														
В	0,1 М раствор NaOH	3	-0,059																														
Г	1 М раствор HCl	4	-1,45																														
		5	-0,767																														
А	Б	В	Г																														
9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между электродом и его типом. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Электрод</td><td></td><td>Тип</td></tr><tr><td>А</td><td>Водородный</td><td>1</td><td>индикаторный</td></tr><tr><td>Б</td><td>Хингидронный</td><td>2</td><td>электрод сравнения</td></tr><tr><td>В</td><td>Стеклянный</td><td>3</td><td>металлический</td></tr><tr><td>Г</td><td>Хлорсеребряный</td><td>4</td><td>редокс-электрод</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>обратимый</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Электрод		Тип	А	Водородный	1	индикаторный	Б	Хингидронный	2	электрод сравнения	В	Стеклянный	3	металлический	Г	Хлорсеребряный	4	редокс-электрод			5	обратимый	А	Б	В	Г				
	Электрод		Тип																														
А	Водородный	1	индикаторный																														
Б	Хингидронный	2	электрод сравнения																														
В	Стеклянный	3	металлический																														
Г	Хлорсеребряный	4	редокс-электрод																														
		5	обратимый																														
А	Б	В	Г																														
10.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между потенциалами электродов и электродвижущей силой (ЭДС) гальванического элемента. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Потенциалы электродов</td><td></td><td>ЭДС</td></tr><tr><td>А</td><td>-0,5 и -0,8</td><td>1</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Б</td><td>0,3 и -0,5</td><td>2</td><td>0,3</td></tr><tr><td>В</td><td>-1,2 и 0,5</td><td>3</td><td>0,6</td></tr><tr><td>Г</td><td>-0,7 и -1,3</td><td>4</td><td>0,2</td></tr></table>		Потенциалы электродов		ЭДС	А	-0,5 и -0,8	1	0,8	Б	0,3 и -0,5	2	0,3	В	-1,2 и 0,5	3	0,6	Г	-0,7 и -1,3	4	0,2												
	Потенциалы электродов		ЭДС																														
А	-0,5 и -0,8	1	0,8																														
Б	0,3 и -0,5	2	0,3																														
В	-1,2 и 0,5	3	0,6																														
Г	-0,7 и -1,3	4	0,2																														

				5	1,7																												
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																															
		А	Б	В	Г																												
11.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между электрохимическим методом и определяемой величиной. К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Метод</td> <td></td> <td>Определяемая величина</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Прямая кондуктометрия</td> <td>1</td> <td>ЭДС</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Потенциометрическое кислотно-основное титрование</td> <td>2</td> <td>рН</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Потенциометрия</td> <td>3</td> <td>электропроводность</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Кондуктометрическое титрование</td> <td>4</td> <td>объем титранта</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Метод		Определяемая величина	А	Прямая кондуктометрия	1	ЭДС	Б	Потенциометрическое кислотно-основное титрование	2	рН	В	Потенциометрия	3	электропроводность	Г	Кондуктометрическое титрование	4	объем титранта	А	Б	В	Г				
	Метод		Определяемая величина																														
А	Прямая кондуктометрия	1	ЭДС																														
Б	Потенциометрическое кислотно-основное титрование	2	рН																														
В	Потенциометрия	3	электропроводность																														
Г	Кондуктометрическое титрование	4	объем титранта																														
А	Б	В	Г																														
12.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между системой координат и видом потенциометрической кривой титрования. К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Система координат</td> <td></td> <td>Вид потенциометрической кривой</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Е-V(титранта)</td> <td>1</td> <td>дифференциальная</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>$\frac{\Delta E}{\Delta V}$ - V(титранта)</td> <td>2</td> <td>интегральная</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>рН - V(титранта)</td> <td>3</td> <td>по методу Грана</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>$\frac{\Delta V}{\Delta E}$ - V(титранта)</td> <td>4</td> <td>логарифмическая</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Система координат		Вид потенциометрической кривой	А	Е-V(титранта)	1	дифференциальная	Б	$\frac{\Delta E}{\Delta V}$ - V(титранта)	2	интегральная	В	рН - V(титранта)	3	по методу Грана	Г	$\frac{\Delta V}{\Delta E}$ - V(титранта)	4	логарифмическая	А	Б	В	Г				
	Система координат		Вид потенциометрической кривой																														
А	Е-V(титранта)	1	дифференциальная																														
Б	$\frac{\Delta E}{\Delta V}$ - V(титранта)	2	интегральная																														
В	рН - V(титранта)	3	по методу Грана																														
Г	$\frac{\Delta V}{\Delta E}$ - V(титранта)	4	логарифмическая																														
А	Б	В	Г																														

13.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между электродом и уравнением Нернста для него. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Электрод</td><td></td><td>Уравнение Нернста</td></tr><tr><td>А</td><td>хлорсеребряный</td><td>1</td><td>$\varphi = K + 0,059 \lg [H^+]$</td></tr><tr><td>Б</td><td>водородный</td><td>2</td><td>$\varphi = -0,059 pH$</td></tr><tr><td>В</td><td>медный</td><td>3</td><td>$\varphi = \varphi^0 - 0,059 \lg a_{Cl^-}$</td></tr><tr><td>Г</td><td>стеклянный</td><td>4</td><td>$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{zF} \ln C_{Cu^{2+}}$</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Электрод		Уравнение Нернста	А	хлорсеребряный	1	$\varphi = K + 0,059 \lg [H^+]$	Б	водородный	2	$\varphi = -0,059 pH$	В	медный	3	$\varphi = \varphi^0 - 0,059 \lg a_{Cl^-}$	Г	стеклянный	4	$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{zF} \ln C_{Cu^{2+}}$	А	Б	В	Г				
	Электрод		Уравнение Нернста																										
А	хлорсеребряный	1	$\varphi = K + 0,059 \lg [H^+]$																										
Б	водородный	2	$\varphi = -0,059 pH$																										
В	медный	3	$\varphi = \varphi^0 - 0,059 \lg a_{Cl^-}$																										
Г	стеклянный	4	$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{zF} \ln C_{Cu^{2+}}$																										
А	Б	В	Г																										
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между раствором и потенциалом хингидронного электрода в нем ($\varphi^0_{ХГ} = 0,699 В$). К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Раствор</td><td></td><td>Потенциал хингидронного электрода, В</td></tr><tr><td>А</td><td>Дистиллированная вода</td><td>1</td><td>0,640</td></tr><tr><td>Б</td><td>0,1 М раствор HCl</td><td>2</td><td>0,699</td></tr><tr><td>В</td><td>1 М раствор HCl</td><td>3</td><td>0,581</td></tr><tr><td>Г</td><td>0,01 М раствор HCl</td><td>4</td><td>0,286</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Раствор		Потенциал хингидронного электрода, В	А	Дистиллированная вода	1	0,640	Б	0,1 М раствор HCl	2	0,699	В	1 М раствор HCl	3	0,581	Г	0,01 М раствор HCl	4	0,286	А	Б	В	Г				
	Раствор		Потенциал хингидронного электрода, В																										
А	Дистиллированная вода	1	0,640																										
Б	0,1 М раствор HCl	2	0,699																										
В	1 М раствор HCl	3	0,581																										
Г	0,01 М раствор HCl	4	0,286																										
А	Б	В	Г																										
15.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Даны следующие металлы: А) Cu; Б) Fe; В) Mg; Г) K.																												

	Расположите их в порядке увеличения их восстановительной активности. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																												
16.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между растворами и ЭДС концентрационного гальванического элемента. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Растворы</th> <th></th> <th>ЭДС, В</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>0,1 М AgNO₃ и 0,01 М AgNO₃</td> <td>1</td> <td>0,0059</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>0,5 М AgNO₃ и 0,005 М AgNO₃</td> <td>2</td> <td>0,059</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>0,2 М CuSO₄ и 0,002 М CuSO₄</td> <td>3</td> <td>0,118</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>1 М CuSO₄ и 0,1 М CuSO₄</td> <td>4</td> <td>0,0295</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Растворы		ЭДС, В	А	0,1 М AgNO ₃ и 0,01 М AgNO ₃	1	0,0059	Б	0,5 М AgNO ₃ и 0,005 М AgNO ₃	2	0,059	В	0,2 М CuSO ₄ и 0,002 М CuSO ₄	3	0,118	Г	1 М CuSO ₄ и 0,1 М CuSO ₄	4	0,0295	А	Б	В	Г				
	Растворы		ЭДС, В																										
А	0,1 М AgNO ₃ и 0,01 М AgNO ₃	1	0,0059																										
Б	0,5 М AgNO ₃ и 0,005 М AgNO ₃	2	0,059																										
В	0,2 М CuSO ₄ и 0,002 М CuSO ₄	3	0,118																										
Г	1 М CuSO ₄ и 0,1 М CuSO ₄	4	0,0295																										
А	Б	В	Г																										
17.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между прибором и его составной частью. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Прибор</th> <th></th> <th>Составная часть</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>кондуктометр</td> <td>1</td> <td>комбинированный электрод</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>рН-метр</td> <td>2</td> <td>ртутный капаяющий электрод</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>иономер</td> <td>3</td> <td>редокс-электрод</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>полярограф</td> <td>4</td> <td>ячейка с двумя платиновыми электродами</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Прибор		Составная часть	А	кондуктометр	1	комбинированный электрод	Б	рН-метр	2	ртутный капаяющий электрод	В	иономер	3	редокс-электрод	Г	полярограф	4	ячейка с двумя платиновыми электродами	А	Б	В	Г				
	Прибор		Составная часть																										
А	кондуктометр	1	комбинированный электрод																										
Б	рН-метр	2	ртутный капаяющий электрод																										
В	иономер	3	редокс-электрод																										
Г	полярограф	4	ячейка с двумя платиновыми электродами																										
А	Б	В	Г																										
18.	Прочитайте текст и установите соответствие.																												

Текст задания: Установите соответствие между электродом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:


	Электрод		Применение
А	водородный	1	Электрод сравнения
Б	каломельный	2	Индикаторный электрод
В	стеклянный	3	Электрод первого рода
Г	хлорсеребряный	4	Электрод второго рода

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: На графике приведены зависимости удельной электропроводности растворов от концентрации.



19.

Установите соответствие между раствором и его зависимостью. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Раствор		Номер зависимости
А	CH ₃ COOH	1	1
Б	H ₂ SO ₄	2	2
В	KOH	3	3
Г	HNO ₂		

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г
---	---	---	---

20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между потенциалом водородного электрода и pH раствора, в который он погружен. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Потенциал водородного электрода, В		pH раствора	
	А	-0,413	1	3	
	Б	-0,059	2	2	
	В	-0,118	3	7	
	Г	0	4	1	
			5	0	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	А	Б	В	Г	
Задания открытого типа					
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Потенциометрия в фармации. Сущность и значение метода				
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Потенциометрическое кислотно-основное титрование				
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование				
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Потенциометрический метод определения константы диссоциации слабой кислоты				

	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Применение потенциометрии в анализе химических соединений и лекарственных веществ
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрия, возможности и значение метода
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Методы кондуктометрического анализа
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Электропроводность. Виды электропроводности
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Зависимость удельной электропроводности от концентрации раствора
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации раствора
	11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Закон Кольрауша
	12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое титрование

	13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое титрование сильной кислоты сильным основанием
	14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое титрование слабой кислоты сильным основанием
	15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое титрование смеси сильной и слабой кислот сильным основанием
	16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Прямое кондуктометрическое определение концентрации электролитов в растворах
	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое определение степени и константы ионизации слабого электролита
	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое определение кажущейся степени ионизации (коэффициента электропроводности) сильного электролита
	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Кондуктометрическое титрование, основанное на реакции осаждения
	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания:

		Применение кондуктометрического метода для контроля процесса очистки коллоидных растворов от низкомолекулярных электролитов
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определение критической концентрации мицеллообразования МПАВ (мицеллообразующего поверхностно-активного вещества) кондуктометрическим методом	
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определение произведения растворимости малорастворимых электролитов кондуктометрическим методом	
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: ЭДС хингидронно-каломельного элемента при 25 ⁰ С равна 0,094 В. Хингидронный электрод находится в фосфатной буферной смеси. Определить соотношение компонентов буферной смеси, если $pK(H_2PO_4^-) = 6,8$, стандартный потенциал хингидронного электрода 0,699 В, а равновесный потенциал каломельного электрода 0,25 В.	
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Как изменится равновесный потенциал медного электрода, находящегося в водном растворе сульфата меди, если раствор разбавить в 10 раз? При вычислениях считать, что коэффициент активности электролита при разбавлении практически не изменится.	
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Рассчитайте мольную электрическую проводимость уксусной кислоты при бесконечном разведении при 25 ⁰ С, если электрические проводимости HCl, CH ₃ COONa и NaCl равны соответственно 0,0426, 0,0091, 0,0126 См*м ² /моль	
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Мольная электрическая проводимость уксусной кислоты при концентрации $5,91 \cdot 10^{-3}$ моль/л равна $20,96 \cdot 10^{-4}$ См*м ² /моль. Рассчитайте константу диссоциации и pH раствора кислоты, если предельные подвижности ионов водорода и ацетатного иона соответственно равны $49,8 \cdot 10^{-4}$ и $40,9 \cdot 10^{-4}$ См*м ² /моль.	